

Medicinskt förgreningsuttag

Qmt-cares medicinska förgreningsuttag används som oförväxlingsbar uttagspunkt för medicinska gaser och finns i utförande för samtliga medicinska gaser.



Medicinskt förgreningsuttag är försett med Qmt-cares oförväxlingsbara snabbkopplingshonor som har särskilt stort flöde genom stor anslutningsdiameter samt ett optimerat ventiltvårsnitt.

Produkten levereras ren och styckförpackad i svetsad påse. Qmt-cares medicinska förgreningsuttag uppfyller kraven i standarderna SS-EN 737-1, SS-EN ISO 7396-1:2007, SS 8752430, SS-EN 14971 samt nationell norm SIS HB 370 och är CE-märkt.

230907:3

Programtext

QMTCT7190XXXX Medicinskt förgreningsuttag används för effektiv förgrening av medicinska gasuttag. Gasuttagen är oförväxlingsbara samt märkta med gasspecifik färgkod samt märkta med klartext för respektive gas. Produkten överensstämmer med standarderna SS-EN 737-1, SS-EN ISO 7396-1:2007, SS 8752430, SS-EN 14971 samt nationell norm SIS HB 370 och är CE-märkt.

Konstruktion

Qmt-cares medicinska förgreningsuttag är konstruerat för att förgrena och utgöra en oförväxlingsbar anslutningspunkt för medicinska gaser. Produkten består av två till fyra stycken av Qmt-cares medicinska gasuttag med stor genomflödeskapacitet. Dessa finns i två olika storlekar, kort 76mm eller lång 136mm.

Installationsanvisning

Medicinskt förgreningsuttag med slitsfäste och slang installeras genom att först hänga förgreningsuttaget i slitsfästet och därefter ansluta hankopplingen i avsett gasuttag. Vid fränkoppling: håll nära hankopplingen för att förhindra "pisksnärt" när gasen frigörs från slangen och tryck på frigöringsplattan på gasuttaget för att lossa hankopplingen.

Gasuttag med direktmonterad hankoppling installeras genom att ansluta hankopplingen i avsett gasuttag. Tänk på att hankopplingen har en indexeringstapp som skall vara rakt upp (kl 12) för att förgreningsuttaget ska gå att ansluta. Fränkoppling: tryck på frigöringsplattan på gasuttaget för att lossa förgreningsuttaget.

Obs! Om Medicinskt förgreningsuttag ej går att ansluta kontrollera att den ansluts till rätt gasuttag. Anslutningen ska gå lätt och utan tröghet, tvinga aldrig i hankopplingen.

Notera

- Förpackningar eller skyddsemballage får ej avlägsnas förrän vid monteringsstillfället, då det kan finnas risk för att skada eller kontaminera produkten.
- Installatören skall förvissa sig om att rätt gas och funktion uppnås genom säkerhetsprovning och att anläggningen följer SS-EN ISO 7396-1:2007 samt nationell norm SIS HB 370 utg. 1.
- Produkten måste hållas fri från olja, fett och andra föroreningar.
- Se även avsnittet Varning nedan.

Drift & skötselanvisning

- Medicinskt förgreningsuttag skall årligen säkerhetsprovas. Upptäcks ingen onormal tröghet eller läckage, godkänns produkten för ytterligare ett år.
- Vid läckage byts o-ringar och insatsventil, varefter ny säkerhetsprovning sker.
- O-ringar och insatsventiler byts vid behov eller minst vart fjärde år efter installationsdatum.
- Olja, fett och andra föroreningar får ej komma i kontakt med produkten.
- Säkerhetsbesiktning sker enligt nationell norm SIS HB 370 utg. 1.
- Förbrukad produkt returneras eller lämnas till auktoriserad återvinningsfirma.

Varning

Gasuttaget får inte, vare sig under installation eller drift utsättas för temperaturer överstigande 100°C. Skulle så ske eller misstanke om att så skett, måste produkten bytas ut och systemet saneras. Vid brand skall berörd sektion omedelbart avskiljas och saneras före drift. Enligt principen för första felfall, måste larm eller annan övervakning alltid finnas, för att säkerställa att patient eller utrustning inte blir utan gas.

Medicinskt förgreningsuttag kan inte leverera mer gas än den gaskälla som produkten är ansluten till (t.ex. gasuttag i panel). Ingående flöde till Medicinskt förgreningsuttag delas upp på de snabbkopplingshonor som förbrukar gas.

Artikelnummer

QMTCT7190XXXX Medicinskt förgreningsuttag, för direktkoppling alt slanganslutning. Ersätt XX med önskad gassort.

För övriga tillbehör och information, kontakta våra säljare eller gå in på vår hemsida www.qmt3.com